

■ PRESSODREN BEAUTY

PRESSODREN BEAUTY attraverso pressioni dosate ai tessuti, facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano, attivando anche la circolazione venosa e liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

La pressoterapia viene accessoriata con scarponi, gambali, bracciali, ventriera e stimolatori inguinali.

L'adozione di settori distinti rende il massaggio più completo, uniforme, aumentando l'efficacia della cura.

Il sistema di gonfiaggio adottato dalla PRESSODREN BEAUTY è detto settori sovrapposti in quanto non rimangono spazi con vuoti di pressione tra un settore e l'altro, annullando un qualsiasi effetto anomalo.

La pressione non viene esercitata contemporaneamente su tutta la superficie coperta dai segmenti, ma secondo una sequenza centripeta che è quella fisiologica seguita dal sangue venoso e dalla linfa.

Punto di forza della PRESSODREN BEAUTY è senza dubbio l'alta tecnologia impiegata nella sua realizzazione.

Al suo interno risiede un potente micro processore che le permette di effettuare calcoli complessi, misure di pressione e quant'altro necessario. Un sofisticato trasduttore di pressione è grado di rilevare e mostrare in tempo reale il valore di pressione raggiunto in ogni singolo settore.

La macchina offre la possibilità di scelta differenti programmi di trattamento, ognuno dei quali ha caratteristiche specifiche e mirate all'inestetismo da correggere. Le indicazioni dei programmi sono controllabili direttamente sullo schermo una scelta rapida ed intelligente del tipo terapia da effettuare.

PRESSODREN BEAUTY permette all'operatore di personalizzare i trattamenti, in modo da adattare la terapia alle esigenze e problematiche di ogni singolo paziente.

Altro punto a favore di questa apparecchiatura è l'estrema semplicità d'uso, favorita dalla presenza di uno schermo "intelligente".

Tramite una semplice pressione del pennino sullo schermo (touch panel) siamo in grado di selezionare ogni opzione che ci viene presentata. Non ci sono più pulsanti, interruttori o altro da azionare, ma basta solo leggere lo schermo e toccarlo per far funzionare la macchina.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- I Cavo d'alimentazione
- I Gambale per pressoterapia
- I Tubo di uscita per gambale
- I Pennino per touch panel
- I 0 Pantaloni usa e getta in HD

ACCESSORI OPTIONAL

- I Bracciali
- I Tubo di uscita per braccial

PRESSODREN BEAUTY

With its carefully calibrated pressure on the tissues, PRESSODREN BEAUTY facilitates the drainage of interstitial liquids and the substances dissolved in them, also activating venous circulation and liberating the extracellular environment from the wastes that are constantly produced by cells. Pressotherapy is applied with stimulator accessories for feet, legs, arms, stomach and groin. Application to distinct sectors makes massage more complete and uniform, increasing the effectiveness of the treatment.

The "superimposed sectors" inflating system used in PRESSODREN BEAUTY ensures that there are no spaces without pressure between different sectors, eliminating inconsistencies in application.

Pressure is not applied simultaneously on the entire surface covered by segments, but follows instead a centripetal sequence that is the same as the physiological sequence of venous blood

and lymph. A major feature of PRESSODREN BEAUTY is undoubtedly the advanced technology used in its construction.

A powerful internal microprocessor allows the machine to perform complex calculations, pressure measurements and all other necessary operations.

A sophisticated pressure transducer is able to measure and display the pressure reached in every single sector in real time.

The machine offers a variety of different treatment programmes, each with specific characteristics for the problem to be cured.

Programme details can be displayed directly on the screen, allowing the type of therapy to be applied to be chosen rapidly and with precision.

PRESSODREN BEAUTY allows the operator to personalize treatments so as to adapt the therapy to the needs and problems of every single patient.

Another great advantage of the machine is its extreme simplicity of use. Using the special pressure sensitive screen, a touch of the pen on the touch panel allows all options presented to be easily chosen.

The machine has no buttons, switches or other devices to be worked, and is operated simply by reading the contents of the screen and touching the desired options.

ACCESSORIES SUPPLIED

- I Power supply cable
- I Leg jacket for pressotherapy
- I Outlet pipe for leg jacket
- I Pen for touch panel
- I 0 Disposable trousers in HD

ACCESSORIES OPTIONAL

- I Arm jacket
- I Outlet pipe for arm jacket

CE Apparecchiatura conforme normativa
Conform apparatus



NUOVI ORIZZONTI PER L'ARMONIA DEL CORPO

New Horizons for Body Harmony

Appel Snc

Via Pietrarubbia 32 G - 47900 Rimini (RN) - tel. (+39) 0541.728434 - fax (+39) 0541.765304 - www.appelonline.it - info@appelonline.it

pressodren BEAUTY



Appel

Nuovi orizzonti per l'armonia del corpo
New horizons for body harmony